

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.НОВОСИБИРСКА "ГОРВОДОКАНАЛ"
(МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ")

Центр исследования качества МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ"

Юридический адрес: 630099, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Революции, д.5
телефон: 8 (383) 290-72-37, e-mail: belolab.belousova@yandex.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

630099, РОССИЯ, Новосибирская обл, Новосибирск г, Революции ул, д.5

630066, РОССИЯ, Новосибирская обл, Новосибирск г, Союзная ул, д. 12

630048, РОССИЯ, Новосибирская обл, Новосибирск г, Немировича-Данченко, ул, д. 137/3

630114, РОССИЯ, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ключ-Камышенское Плато ул, д. 1/1

630097, РОССИЯ, Новосибирская обл, Новосибирск г, Бердское ш, д. 2/1

630027, РОССИЯ, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Богдана Хмельницкого, дом 102/1, здания: №136, №137, №142

630510, РОССИЯ, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, дачный поселок Кудряшовский, здание административного корпуса

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.515806



УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦИК

Т.В. Белоусова Т.В. Белоусова

03.07.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1 713 от 03.07.2025

Наименование образца (пробы) испытаний	Питьевая вода
Регистрационный номер образца (пробы)	50 005
Номер акта отбора образца (пробы)	I-0002703
Вид отобранного образца (пробы)	Разовая
Место отбора	632641, НСО, Коченевский район, п. Мирный, ул. Центральная
Точка отбора	водозаборная скважина
Шифр Плана отбора	-
Метод отбора	-
Дата и время отбора	01.07.2025 08:00
Дата и время доставки	01.07.2025 16:00
Дата проведения испытаний	02.07.2025
Сведения о консервации	Согласно методике измерений определяемого показателя
Отбор произвел	начальник отдела ЖКХ, СГиЭ администрации Коченевского района, Черкасова Д. А.
Наименование, юридический (фактический) адрес и контактные данные заказчика	МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ", 630099, г.Новосибирск, ул.Революции,5, ИНН/КПП 5411100875/540701001, телефон:+73832103655

Нормативный документ, регламентирующий концентрацию определяемого показателя:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

№ п/п	Наименование определяемого показателя	НД на методы исследований (испытаний) и измерений	Единицы измерения	Результаты измерений, погрешность/неопределенность*	Норматив
1	2	3	4	5	6
Наименование подразделения и фактический адрес места осуществления лабораторной деятельности: III отделение ЦИК, 630048, РОССИЯ, Новосибирская обл, Новосибирск г, Немировича-Данченко, ул, д. 137/3					

1	2	3	4	5	6
1	Массовая концентрация мышьяка (As)	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой. (Издание 2008 г.).	мг/дм ³	0,023 +/- 0,009 *	не более 0,01

Отклонения, дополнения или исключения из метода и плана отбора образцов отсутствуют.

Погрешность/неопределенность выполненных измерений соответствует значениям, установленным в НД на методики измерений.

* - Результат представлен с учетом расширенной суммарной неопределенности методики.

Результаты испытаний получены в соответствии с применяемыми методами (методиками).

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

Данные протокола касаются только объектов подвергнутых испытанию.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения начальника ЦИК.

Неотъемлемой частью данного Протокола испытаний является Приложение А с оборудованием, используемым для проведения испытаний.

Протокол оформил: Ведущий специалист группы контроля ЦИК Скобелева В. В.

Заместитель начальника ЦИК  И.А.Филиппова

Конец Протокола испытаний

Приложение А к Протоколу испытаний № 1 713 от 03.07.2025

Оборудование используемое при проведении испытаний

№ п/п	Наименование оборудования	Дата ввода в эксплуатацию	Заводской номер	Инвентарный номер	Номер документа о поверке	Дата следующей поверки / аттестации
Средства измерения						
1	Дозатор пипеточный автоклавируемый с переменным объемом доз одноканальный ДПА, ДПАОП-1000-5000	18.11.2011	BP 16554	30017	С-НН/07-08-2024 /361153059	06.08.2025
2	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой модель iCar 7200 Duo	25.02.2025	IC 72DC194207	000045528	С-НН/11-09-2024 /369803691	10.09.2025

Конец Приложения А к Протоколу испытаний